

Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Cathépsine G Pour Wb, Elisa - P08311

Numéro d'article: CM0003693



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin dirigé contre la cathépsine G humaine, validé pour Western Blot (WB) et ELISA. Reconnaît la protéase de 29 kDa impliquée dans l'activité antimicrobienne et l'activation des cellules immunitaires. Conçu pour la recherche en immunologie et maladies infectieuses.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Cathépsine G mAb lapin
Remarques/Alias	CG; CATG; Cathépsine G
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	1511
ID de gène	1511
Immunogène	Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 156-255 de la cathépsine G humaine (NP_001902.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P08311
Poids de la protéine	29kDa
Expédition	Sac de glace