

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Cathépsine G Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P08311

Numéro d'article: CM0014155



Introduction

Anticorps polyclonal de haute qualité de lapin anti-cathépsine G, validé pour la WB, l'IHC-P et l'ELISA. Réagit de manière croisée avec les protéines humaines, de souris et de rat. Idéal pour l'étude des fonctions des protéases à sérine dans l'inflammation, l'infection et l'immunité.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Cathepsin G Rabbit pAb
Remarques/Alias	CG ; CATG ; Cathepsin G
Espèce	Humaine
GeneID (humain)	1511
GeneID	1511
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 75-190 de la cathépsine G humaine (NP_001902.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Homme, souris, rat
SWISS	P08311
Poids moléculaire	29 kDa
Expédition	Poche réfrigérante