

## Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Cathépsine H Pour Wb, Elisa - P09668

Numéro d'article: CM0007093



### Introduction

Anticorps monoclonal de lapin de haute qualité ciblant la pro-cathépsine H humaine (UniProt P09668), validé pour le WB et l'ELISA avec une réactivité croisée chez la souris. Idéal pour l'étude de la dégradation lysosomale des protéines et de la fonction des protéases à cystéine.

[En savoir plus](#)

| Paramètre            | Valeur                                                                                                                                   |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du produit       | mAb de lapin anti-Cathépsine H                                                                                                           |
| Remarques/Alias      | ACC4 ; ACC5 ; CPSB ; ACC-4 ; ACC-5 ; Cathépsine H                                                                                        |
| Espèce               | Humain                                                                                                                                   |
| ID du gène           | 1512                                                                                                                                     |
| Immunogène           | Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 150-250 de la cathépsine H humaine (NP_004381.2). |
| Source               | Lapin                                                                                                                                    |
| Catégorie            | Anticorps monoclonaux                                                                                                                    |
| Application          | WB, ELISA                                                                                                                                |
| Réactivité croisée   | Humain, Souris                                                                                                                           |
| SWISS                | P09668                                                                                                                                   |
| Poids de la protéine | 37 kDa                                                                                                                                   |
| Expédition           | Sac de glace                                                                                                                             |