


Anticorps Polyclonal Anti-Cathépsine K (Ctsk) Pour Wb Et Elisa - P43235

Numéro d'article: CM0020961



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre le CTSK humain (Cathepsin K), validé pour WB et ELISA. Réagit avec l'humain et la souris. Cible une protéase à thiol impliquée dans la résorption osseuse et la dégradation de la matrice. Idéal pour la recherche sur les ostéoclastes et le remodelage osseux.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	CTSK Lapin pAb
Remarques/Alias	CTSO; PKND; PYCD; CTS02; CTS01; CTS02; CTSK
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	1513
GeneID	1513
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 115-329 du CTSK humain (NP_000387.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	P43235
Poids moléculaire	37kDa
Expédition	Sac de glace