

Anticorps Polyclonal Anti-Cathépsine L/V/K/H Pour Wb Et Elisa - P07711

Numéro d'article: CM0018559



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la cathépsine L/V/K/H humaine, validé pour la WB et l'ELISA. Réagit avec les protéines humaines et de rat. Convient à l'étude de la dégradation lysosomale, de la présentation des antigènes et des mécanismes d'entrée des coronavirus.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de lapin anti-cathépsine L/V/K/H
Remarques/Alias	MEP ; CATL ; CTS1 ; Cathépsine L/V/K/H
Espèce	Humaine
ID du gène (humain)	1514
ID du gène	1514
Immunogène	Protéine recombinante
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, rat
SWISS	P07711
Poids de la protéine	38 kDa
Expédition	Sac réfrigérant