

## Anticorps Polyclonal Anti-Cathepsine L/V/K/H Pour Wb, If/Icc, Elisa - P07711

Numéro d'article: CM0016372



### Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la cathepsine L/V/K/H humaine, validé pour WB, IF/ICC et ELISA. Réaction croisée avec la souris et le rat. Convient aux études sur la protéolyse lysosomiale, l'entrée virale et la différenciation cellulaire.

[En savoir plus](#)

| Paramètre            | Spécification                                                                                                                                 |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du produit       | Cathepsin L/V/K/H Rabbit pAb                                                                                                                  |
| Remarques / Alias    | MEP; CATL; CTS1; Cathepsine L/V/K/H                                                                                                           |
| Espèce               | Humain                                                                                                                                        |
| GeneID (Humain)      | 1514                                                                                                                                          |
| GeneID               | 1514                                                                                                                                          |
| Immunogène           | Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 114-333 de la cathepsine L/V/K/H humaine (NP_001903.1) |
| Origine              | Lapin                                                                                                                                         |
| Catégorie            | Anticorps polyclonaux                                                                                                                         |
| Application          | WB, IF/ICC, ELISA                                                                                                                             |
| Réactivité croisée   | Humain, Souris, Rat                                                                                                                           |
| SWISS                | P07711                                                                                                                                        |
| Poids de la protéine | 38 kDa                                                                                                                                        |
| Expédition           | Sachet de glace                                                                                                                               |