

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Cathépsine L/V/K/H Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P07711/O60911/P43235/P09668

Numéro d'article: CM0008338



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin ciblant la cathépsine L/V/K/H, validé pour WB, IHC-P et ELISA. Réaction croisée avec l'homme, la souris et le rat. Détecte une bande à environ 38 kDa. Protéase cysténique lysosomiale impliquée dans la dégradation des protéines et le traitement des antigènes.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb de lapin anti-cathépsine L/V/K/H
Remarques/Alias	MEP; CATL; CTSL1; Cathepsin L/V/K/H
Espèce	Humain
Identifiant de gène (Humain)	1514
Identifiants de gènes	1514/1515/1513/1512
Immunogène	Peptide synthétique - Un peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 50 et 150 de la cathépsine L/V/K/H humaine (P07711).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Applications	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P07711/O60911/P43235/P09668
Poids de la protéine	38 kDa
Expédition	Sac de glace