


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Cathepsine S Pour Wb, If/Icc, If-P, Ihc-P, Elisa - O70370

Numéro d'article: CM0028525



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-cathepsine S validé pour WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA chez la souris et le rat. La cathepsine S est une protéase thiolysosomale impliquée dans la présentation d'antigènes du CMH de classe II et la signalisation du prurit. Idéal pour la recherche en IVD.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Cathepsin S Rabbit pAb
Remarques / Alias	Cats
Espèce	Souris
GeneID (humain)	1520
GeneID	13040
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 18 à 340 de la cathepsine S de souris (NP_067256.4)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Souris, Rat
SWISS	O70370
Poids de la protéine	38 kDa
Expédition	Sachet réfrigérant