

Anticorps Monoclonaux Anti-M6Pr Indépendant Des Cations (Igf2R) Pour Wb, If/Icc, Elisa - P11717

Numéro d'article: CM0005116



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin dirigé contre le M6PR indépendant des cations (IGF2R) humain pour WB, IF/ICC, ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Convient pour la recherche sur le trafic lysosomal et la signalisation IGF2.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	M6PR Indépendant des Cations (IGF2R) mAb de Lapin
Alias	MPR1; MPRI; CD222; CIMPR; M6P-R; MPR300; CI-M6PR; MPR 300; M6P/IGF2R; Cation-independent M6PR (IGF2R)
Espèce	Humain
ID de Gène	3482
Immunogène	Peptide Synthétique : Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 2392-2491 du M6PR indépendant des cations (IGF2R) humain (NP_000867.3)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P11717
Poids Protéique	274 kDa
Expédition	Sac de glace