


Anticorps Polyclonal Anti-M6Pr Indépendant Des Cations (Igf2R) Pour Wb, If/Icc, Elisa - P11717

Numéro d'article: CM0018199



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la M6PR indépendante des cations humaine (IGF2R, CD222). Validé pour WB, IF/ICC et ELISA avec réactivité sur échantillons humains, de souris et de rat. Adapté pour la recherche sur le trafic lysosomal et la signalisation IGF.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	M6PR indépendante des cations (IGF2R) pAb de lapin
Remarques/Alias	MPR1; MPRI; CD222; CIMPR; M6P-R; MPR300; CI-M6PR; MPR 300; M6P/IGF2R; Cation-independent M6PR (IGF2R)
Espèce	Humaine
ID du gène (humain)	3482
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 2327-2491 de la M6PR indépendante des cations humaine (IGF2R) (NP_000867.2)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Applications	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P11717
Poids de la protéine	274 kDa
Expédition	Sac de glace