


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-M6Pr Indépendant Des Cations (Igf2R) Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P11717

Numéro d'article: CM0002801



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin ciblant le M6PR indépendant des cations humain (IGF2R). Validé pour les applications WB, IHC-P, ELISA avec réactivité croisée pour l'humain et le rat. Convient pour la recherche sur le trafic lysosomal et la signalisation IGF2.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	AcM de lapin anti-M6PR indépendant des cations (IGF2R)
Remarques/Alias	MPR1 ; MPRI ; CD222 ; CIMPR ; M6P-R ; MPR300 ; CI-M6PR ; MPR 300 ; M6P/IGF2R ; M6PR indépendant des cations (IGF2R)
Espèce cible	Humain
GeneID (Humain)	3482
GeneID	3482
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 2140-2300 du M6PR indépendant des cations humain (IGF2R) (NP_000867.3).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Rat
SWISS	P11717
Poids moléculaire protéique	274 kDa
Expédition	Sac de glace