


Polymab® Recombinant De Lapin Anti-M6Pr Indépendant Des Cations (Igf2R) Pour Wb, If/Icc, If-P, Ihc-P, Elisa - P11717

Numéro d'article: CM0006334



Introduction

Anticorps monoclonal recombinant de lapin anti-M6PR indépendant des cations (IGF2R) de haute qualité, validé pour WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA. Réactivité croisée avec l'humain, la souris et le rat. Idéal pour les études sur le trafic lysosomal et la signalisation de l'IGF2.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	PolymAb® anti-M6PR indépendant des cations (IGF2R) de lapin
Remarques / Alias	MPR1; MPRI; CD222; CIMPR; M6P-R; MPR300; CI-M6PR; MPR 300; M6P/IGF2R
Espèce	Humain
GenelD (Humain)	3482
GenelD	3482
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 2140-2300 de la M6PR indépendante des cations (IGF2R) humaine (NP_000867.3)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P11717
Poids de la protéine	274 kDa
Expédition	Sac isotherme