


Anticorps Monoclonal Anti-Caveoline-1 Pour Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - Q03135

Numéro d'article: CM0008957



Introduction

Anticorps monoclonal de souris ciblant la Caveoline-1 humaine (VIP21, CGL3). Validé pour WB, IF/ICC, IHC-P et ELISA. Réactivité croisée avec la souris et le rat. La Caveoline-1 est un composant structural clé des membranes des cavéoles, impliquée dans la transduction du signal et le transport lipidique.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Caveoline-1 mAb de souris
Remarques/Alias	CGL3 ; PPH3 ; BSCL3 ; LCCNS ; VIP21 ; MSTP085
Espèce	Humain
GeneID (humain)	857
GeneID	857
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1 à 80 de la Caveoline-1 humaine (NP_001744.2).
Origine	Souris
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Applications	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q03135
Poids de la protéine	17 kDa/20 kDa
Expédition	Sac de glace