


Anticorps Monoclonal Anti-Cavéoline-1 Pour Wb, If/Icc, Ihc-P, Ip, Elisa - Q03135

Numéro d'article: CM0007032



Introduction

CamelBio propose un anticorps monoclonal recombinant de lapin anti-Cavéoline-1 pour WB, IF/ICC, IHC-P, IP et ELISA, avec une réactivité croisée chez l'humain, la souris et le rat. Il convient aux études portant sur la formation des cavéoles, l'activation des lymphocytes T et la voie Wnt.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb de lapin anti-Cavéoline-1
Remarques/Alias	CGL3 ; PPH3 ; BSCL3 ; LCCN5 ; VIP21 ; MSTP085 ; Cavéoline-1
Espèce	Humain
GeneID (humain)	857
GeneID	857
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-80 de la Cavéoline-1 humaine (NP_001744.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IF/ICC, IHC-P, IP, ELISA
Réactivité croisée	Humain, souris, rat
SWISS	Q03135
Poids moléculaire	20 kDa
Expédition	Sac réfrigérant