


Mab De Lapin Anti-Caveoline-1 (Validé Ko) Pour Wb, Ihc-P, Elisa - Q03135

Numéro d'article: CM0002869



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin anti-Caveoline-1 haute spécificité, validé par KO, adapté pour WB, IHC-P et ELISA. Détecte la Caveoline-1 humaine, souris et rat. Idéal pour la recherche sur la biologie des cavéoles et les voies de signalisation.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	[Validé KO] mAb de lapin anti-Caveoline-1
Remarques/Alias	CGL3; PPH3; BSCL3; LCCNS; VIP21; MSTP085; Caveoline-1
Espèce	Humain
ID du gène (Humain)	857
ID du gène	857
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant les acides aminés 1-80 de la Caveoline-1 humaine (NP_001744.2)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Applications	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q03135
Poids de la protéine	17 kDa/20 kDa
Expédition	Sachet de glace