

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Cavéoline-2 Pour Wb, Ihc-P, Ip, Elisa - P51636

Numéro d'article: CM0011905

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin ciblant la cavéoline-2 humaine, validé pour WB, IHC-P, IP et ELISA. Réagit avec les protéines humaines et murines, en détectant une protéine d'échafaudage des cavéoles de 18 kDa impliquée dans la signalisation MAPK et la formation des cavéoles.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb de lapin anti-Cavéoline-2
Remarques/Alias	CAV ; Cavéoline-2
Espèce	Humaine
GeneID (humain)	858
GeneID	858
Immunogène	Peptide synthétique
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IHC-P, IP, ELISA
Réactivité croisée	Humaine, murine
SWISS	P51636
Poids de la protéine	18 kDa
Expédition	Poche de glace