

Anti-Cavéoline-2 Lapin Pab Pour Wb - P51636

Numéro d'article: CM0021000

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-Cavéoline-2 de haute qualité validé pour WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Réagit avec l'humain, la souris, le rat. Immunogène recombinant. Idéal pour la recherche sur la formation des cavéoles et la signalisation cellulaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Cavéoline-2 Lapin pAb
Remarques/Alias	CAV ; Cavéoline-2
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	858
GeneID	858
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-65 de la CAV2 humaine (NP_001224.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P51636
Poids protéique	18 kDa
Expédition	Sac de glace