

Anticorps Polyclonal Anti-Cavéoline-3 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P56539

Numéro d'article: CM0030639

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la cavéoline-3 humaine, validé pour le Western blot, l'IHC-P et l'ELISA. Réagit de manière croisée avec l'humain et la souris (bande prédite ~17 kDa). Pour l'étude de la réparation du sarcolemme, des cavéoles et des maladies musculaires.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Nom du produit	pAb Lapin Cavéoline-3
Remarques/Alias	LQT9 ; MPDT ; RMD2 ; VIP21 ; LGMD1C ; VIP-21 ; Cavéoline-3
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	859
Identifiant du gène	859
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-151 de la cavéoline-3 humaine (NP_001225.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	P56539
Poids protéique	17 kDa
Expédition	Sac de glace