

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Cavéoline-3 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P56539

Numéro d'article: CM0009449

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin de haute qualité ciblant la Cavéoline-3 humaine (P56539). Validé pour WB, IHC-P, ELISA, avec réactivité croisée avec la souris et le rat. Idéal pour étudier la fonction cavéolaire et les maladies musculaires spécifiques.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb de lapin anti-Cavéoline-3
Remarques/Alias	LQT9 ; MPDT ; RMD2 ; VIP21 ; LGMD1C ; VIP-21 ; Cavéoline-3
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	859
GeneID	859
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-151 de la Cavéoline-3 humaine (P56539)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P56539
Poids protéique	17 kDa
Expédition	Sac de glace