

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Cavin2 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - O95810

Numéro d'article: CM0021132

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-CAVIN2 de haute qualité validé pour WB, IHC-P, ELISA. Réactivité croisée avec l'homme, la souris, le rat. Idéal pour étudier la fonction de la protéine associée aux cavéoles 2 (cavin-2/PS-p68) dans la courbure membranaire et la biologie des cavéoles.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	CAVIN2 Rabbit pAb
Remarques/Alias	SDR; SDPR; PS-p68; cavin-2; CAVIN2
Espèce	Humain
Identifiant de gène (Humain)	8436
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 325 et 425 de la protéine CAVIN2 humaine (NP_004648.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	O95810
Poids protéique	47KDa
Expédition	Sac de glace