

Anticorps Polyclonal Anti-Cbfa2T2 Pour Wb, If/Icc, Elisa - O43439

Numéro d'article: CM0030037

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre le CBFA2T2 humain, un corépresseur transcriptionnel impliqué dans la pluripotence des cellules souches embryonnaires, pour Western blot, IF/ICC et ELISA. Réagit de manière croisée avec l'humain, la souris et le rat.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	CBFA2T2 Lapin pAb
Remarques/Alias	EHT ; p85 ; MTGR1 ; ZMYND3
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	9139
GeneID	9139
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 325-604 du CBFA2T2 humain (NP_005084.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	O43439
Poids moléculaire protéique	67 kDa
Expédition	Sac de glace