


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Cbfa2T3 Pour Wb, Elisa - 075081

Numéro d'article: CM0015334



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre le corépresseur transcriptionnel CBFA2T3 (ETO2/MTG16) pour WB et ELISA. Validé sur des échantillons humains, murins et de rat. Idéal pour la recherche sur la régulation transcriptionnelle et le cancer.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb Lapin CBFA2T3
Remarques/Alias	ETO2 ; MTG16 ; MTGR2 ; ZMYND4 ; RUNX1T3 ; CBFA2T3
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	863
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 593-653 de CBFA2T3 humain (NP_005178.4).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	O75081
Poids moléculaire de la protéine	71 kDa
Expédition	Sac de glace