

Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Cbfb Pour Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - Q13951

Numéro d'article: CM0012025



Introduction

Anticorps monoclonal lapin de haute qualité dirigé contre la CBFB humaine (Core-binding factor subunit beta, sous-unité bêta du facteur de liaison au noyau). Validé pour WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA. Réagit avec l'homme, la souris, le rat. Idéal pour l'étude des complexes de facteurs de transcription CBF/RUNX.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	CBFB Rabbit mAb
Remarques / Alias	CLCD2; PEBP2B
Espèce	Humain
Identifiant de gène (Humain)	865
Identifiant de gène	865
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-182 de la CBFB humaine (NP_001746.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Applications	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q13951
Poids de la protéine	22 kDa
Expédition	Sachet de glace