


Anticorps Polyclonal Anti-Cbl Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - P22681

Numéro d'article: CM0013972



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité dirigé contre la CBL humaine (E3 ubiquitine-protéine ligase) pour WB, IHC-P, IF/ICC, IP et ELISA. Validé dans des tissus humains, de souris et de rat. Idéal pour l'étude de l'ubiquitination, de la signalisation et de la biologie du cancer.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	CBL Rabbit pAb
Remarques/Alias	CBL2; NSLL; C-CBL; RNF55; FRA11B; CBL
Espèce	Humaine
ID du gène (humain)	867
ID du gène	867
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 850-906 de la CBL humaine (NP_005179.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Réactivité croisée	Humain, souris, rat
SWISS	P22681
Poids de la protéine	100 kDa
Expédition	Sac de glace