


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Cbl Pour Wb, Ihc-P, Ip, Elisa - P22681

Numéro d'article: CM0007514



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin de haute qualité ciblant l'ubiquitine-protéine ligase E3 humaine CBL (P22681) pour Western blot, IHC-P, IP et ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Idéal pour la recherche en transduction du signal et en oncologie.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	CBL Rabbit mAb
Remarques/Alias	CBL2; NSLL; C-CBL; RNF55; FRA11B; CBL
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	867
Identifiant du gène	867
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 850-906 de CBL humain (NP_005179.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IHC-P, IP, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P22681
Poids moléculaire de la protéine	100kDa
Expédition	Sac de glace