


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Cbl Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P22681

Numéro d'article: CM0025759



Introduction

Anticorps Polyclonal de Lapin Anti-CBL validé en WB, IHC-P et ELISA. Détecte le CBL humain, réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Conçu pour la recherche sur la signalisation de la ligase E3 ubiquitine et la régulation des récepteurs à tyrosine kinase.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	CBL Lapin pAb
Remarques/Alias	CBL2; NSLL; C-CBL; RNF55; FRA11B; CBL
Espèce	Humain
GeneID (humain)	867
GeneID	867
Immunogène	Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 850-906 du CBL humain (NP_005179.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P22681
Poids Protéique	100kDa
Expédition	Sac de glace