

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Cblb Pour Wb, Elisa - Q13191

Numéro d'article: CM0024299



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre CBLB (Cbl-b, RNF56) validé pour le Western blot (WB) et l'ELISA. Détecte le CBLB humain, de souris et de rat. Ligase E3 d'ubiquitine régulant la signalisation des récepteurs immunitaires ; idéal pour la recherche en immunologie.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	CBLB Lapin pAb
Remarques/Alias	Cbl-b; RNF56; Nbla00127; CBLB
Espèce	Humain
GeneID (humain)	868
GeneID	868
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 883-982 du CBLB humain (NP_001308717.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q13191
Poids de la protéine	109kDa
Expédition	Sac de glace