


## Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Cblc Pour Wb, Elisa - Q9ULv8

Numéro d'article: CM0025575



### Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la CBLC humaine (E3 ubiquitine-protéine ligase CBL-C), validé pour WB et ELISA avec une réactivité croisée envers l'humain et la souris. Idéal pour les études d'ubiquitination et de signalisation EGFR.

[En savoir plus](#)

| Paramètre           | Valeur                        |
|---------------------|-------------------------------|
| Nom du produit      | pAb de lapin anti-CBLC        |
| Remarques/Alias     | CBL-3 ; RNF57 ; CBL-SL ; CBLC |
| Espèce              | Humain                        |
| ID du gène (Humain) | 23624                         |
| ID du gène          | 23624                         |
| Immunogène          | Protéine recombinante         |
| Source              | Lapin                         |
| Catégorie           | Anticorps polyclonaux         |
| Application         | WB, ELISA                     |
| Réactivité croisée  | Humain, Souris                |
| SWISS               | Q9ULV8                        |
| Poids protéique     | 52 kDa                        |
| Expédition          | Sac de glace                  |