

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Cbll1 Pour Wb Et Elisa - Q75N03

Numéro d'article: CM0017644

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la CBLL1 humaine (HAKAI/RNF188), une ubiquitine ligase E3. Validé pour Western blot et ELISA, réagit de manière croisée avec la souris. Adapté à la recherche sur l'ubiquitination et la voie de méthylation m6A.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	CBLL1 Rabbit pAb
Remarques / Alias	HAKAI; RNF188; CBLL1
Espèce	Humaine
ID du gène (humain)	79872
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-240 de la CBLL1 humaine (NP_079090.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Applications	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	Q75N03
Poids de la protéine	55 kDa
Expédition	Sac de glace