

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Cbp80 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - Q09161

Numéro d'article: CM0017481



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité dirigé contre CBP80 (NCBP1) pour Western blot, IHC-P et ELISA. Validé chez l'homme et la souris. CBP80 est un composant du complexe de liaison à la coiffe impliqué dans le traitement et l'exportation de l'ARNm.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	CBP80 Rabbit pAb
Remarques / Alias	NCBP; Sto1; CBP80
Espèce	Humain
Identifiant de gène	4686 (Humain)
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 1-100 de CBP80 humain (NP_002477.1)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Applications	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	Q09161
Poids de la protéine	92kDa
Expédition	Sachet de glace