


Anticorps Monoclonal Cbr1 De Lapin Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P16152

Numéro d'article: CM0007140



Introduction

Anticorps monoclonal CBR1 de lapin validé pour WB, IHC-P, ELISA. Réagit avec l'homme, la souris et le rat. Cible la carbonyl réductase 1, impliquée dans le métabolisme des xénobiotiques et la synthèse des prostaglandines. Idéal pour les applications de recherche et de diagnostic.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	CBR1 Rabbit mAb
Remarques / Alias	CBR; hCBR1; PG-9-KR; SDR21C1; CBR1
Espèce	Humain
ID du gène	873
Immunogène	Protéine recombinante
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P16152
Poids de la protéine	30kDa
Expédition	Sac de glace