

Anticorps Monoclonal Cbr1 De Lapin Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P16152

Numéro d'article: CM0002093

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin dirigé contre la Carbonyl réductase 1 (CBR1) humaine. Validé pour WB, IHC-P, ELISA. Réagit avec l'humain et la souris. Adapté pour l'étude de la réduction des carbonyles, du métabolisme des glucocorticoïdes et de la détoxification médicamenteuse.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	CBR1 Rabbit mAb
Remarques / Alias	CBR; hCBR1; PG-9-KR; SDR21C1; CBR1
Espèce	Humain
GeneID (humain)	873
GeneID	873
Immunogène	Peptide synthétique
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	P16152
Poids de la protéine	30kDa
Expédition	Sachet réfrigérant