


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Cbr1 Pour Wb, Elisa - P16152

Numéro d'article: CM0027810



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre le CBR1 humain (Carbonyl reductase [NADPH] 1), validé pour WB et ELISA. Réagit avec des échantillons humains et murins. Utile pour étudier le métabolisme des carbonyle et la détoxification des médicaments.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Nom du Produit	pAb de Lapin CBR1
Remarques/Alias	CBR ; hCBR1 ; PG-9-KR ; SDR21C1 ; CBR1
Espèce	Humain
GeneID (humain)	873
GeneID	873
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-277 du CBR1 humain (NP_001748.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris
SWISS	P16152
Poids Moléculaire Protéique	30kDa
Expédition	Glacière