

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Cbr4 Pour Wb, Elisa - Q8N4T8

Numéro d'article: CM0030983



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant le CBR4 humain (SDR45C1), validé pour WB et ELISA. Réagit de manière croisée avec le rat. CBR4 est une 3-oxoacyl-[ACP] réductase mitochondriale impliquée dans la biosynthèse des acides gras et la détoxification des quinones. Idéal pour la recherche sur le métabolisme.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	CBR4 Lapin pAb
Remarques/Alias	SDR45C1; CBR4
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	84869
ID de gène	84869
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-237 du CBR4 humain (NP_116172.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Rat
SWISS	Q8N4T8
Poids moléculaire	25kDa
Expédition	Sac de glace