

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Cbs Pour Wb, If-P, Elisa - P35520

Numéro d'article: CM0013695



Introduction

pAc de Lapin CBS pour WB, IF-P, ELISA. Détecte la cystathionine bêta-synthase de 61 kDa chez l'humain, la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur le métabolisme de l'homocystéine et la signalisation du sulfure d'hydrogène.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAc de Lapin CBS
Remarques/Alias	CBSL; HIP4; CBS
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	875
GeneID	875
Immunogène	Protéine recombinante
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IF-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P35520
Poids moléculaire	61kDa
Expédition	Sac de glace