


Anticorps Polyclonal Anti-Cbx1 Pour Wb, Elisa - P83916

Numéro d'article: CM0020328



Introduction

L'anticorps polyclonal de lapin anti-CBX1 détecte HP1 bêta dans des échantillons humains, de souris et de rat par WB et ELISA. L'immunogène couvre les acides aminés 1-100 de l'extrémité N-terminale. Poids moléculaire de la protéine : 21 kDa. Idéal pour les études sur l'hétérochromatine épigénétique.

[En savoir plus](#)