


Anticorps Monoclonal Anti-Cbx1/Hp1 Bêta Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P83916

Numéro d'article: CM0006281



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin ciblant CBX1/HP1 bêta humain (HP1 β), validé pour WB, IHC-P et ELISA. Réagit également avec les protéines de souris et de rat. Détecte une protéine d'hétérochromatine de 21 kDa impliquée dans la répression épigénétique. Idéal pour la recherche sur la chromatine et l'épigénétique.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	CBX1/HP1 bêta, mAb de lapin
Remarques/Alias	CBX; M31; MOD1; p25beta; HP1-BETA; HP1Hsbeta; HP1Hs-beta; CBX1/HP1 beta
Espèce	Humaine
ID du gène (humain)	10951
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1 à 100 de CBX1/HP1 bêta humain (NP_006798.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, souris, rat
SWISS	P83916
Masse de la protéine	21 kDa
Expédition	Sac réfrigérant