


Anticorps Polyclonal Anti-Cbx7 Pour Wb - 095931

Numéro d'article: CM0022903



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la protéine CBX7 humaine, validé pour des applications en WB. Détecte une bande à 28 kDa. Idéal pour l'étude de la répression transcriptionnelle médiée par le groupe Polycomb et de l'épigénétique du cancer. Réagit de manière croisée avec la protéine humaine.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de lapin anti-CBX7
Remarques / Alias	CBX7
Espèce	Humaine
GeneID (Humain)	23492
GeneID	23492
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 162-251 de la CBX7 humaine (NP_783640.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB
Réactivité croisée	Humaine
SWISS	O95931
Poids de la protéine	28 kDa
Expédition	Sac isotherme