


Anticorps Polyclonal Anti-Cbx8 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Hc52

Numéro d'article: CM0030228



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant CBX8 (protéine homologue de la chromobox 8) pour les applications WB, IHC-P, ELISA. Validé chez l'humain, la souris, le rat. Immunogène recombinant. Idéal pour la recherche sur la chromatine et l'épigénétique.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	CBX8 pAb de lapin
Remarques/Alias	PC3 ; RC1 ; CBX8
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	57332
Identifiant du gène	57332
Immunogène	Protéine recombinante ; Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 80-280 de CBX8 humain (NP_065700.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9HC52
Poids moléculaire de la protéine	43 kDa
Expédition	Sac de glace