

Anticorps Polyclonal Anti-Ccar1 Pour Wb, Ip, Elisa - Q8Ix12

Numéro d'article: CM0027569

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité dirigé contre le CCAR1 humain pour le Western blot, l'immunoprécipitation et l'ELISA. Détecte le CCAR1 dans des échantillons humains, de souris et de rat. Idéal pour l'étude de l'apoptose, du cycle cellulaire et des voies du cancer.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	CCAR1 Lapin pAb
Remarques/Alias	CCAR1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	55749
GeneID	55749
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-200 du CCAR1 humain (NP_060707.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IP, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q8IX12
Poids moléculaire	133kDa
Expédition	Sac de glace