

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Ccar1 Pour Wb, Ip, Elisa - Q8Ix12

Numéro d'article: CM0015914

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-CCAR1 validé pour WB, IP, ELISA chez l'humain, la souris et le rat. CCAR1 est un corégulateur transcriptionnel et un régulateur de l'apoptose impliqué dans la progression du cycle cellulaire et le cancer.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	CCAR1 Lapin pAb
Remarques/Alias	CCAR1
Espèce	Humain
GenelD (Humain)	55749
GenelD	55749
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-200 du CCAR1 humain (NP_060707.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IP, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q8IX12
Poids moléculaire	133kDa
Expédition	Sac de glace