

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Ccar2 Pour Wb, Ihc-P Et Elisa - Q8N163

Numéro d'article: CM0026957



Introduction

L'anticorps polyclonal de lapin CCAR2 réagit avec le CCAR2 (DBC1) humain, murin et de rat. Validé pour le Western blot, l'IHC-P et l'ELISA. Immunogène recombinant. Convient pour la recherche sur l'apoptose, la régulation transcriptionnelle et le cancer.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	CCAR2 pAb de lapin
Remarques/Alias	DBC1 ; DBC-1 ; NET35 ; p30DBC ; p30 DBC ; KIAA1967 ; CCAR2
Espèce	Humain
ID du gène (Humain)	57805
ID du gène	57805
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 654-923 du CCAR2 humain (NP_066997.3).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q8N163
Poids moléculaire de la protéine	103 kDa
Expédition	Sac de glace