

Anticorps Polyclonal Anti-Ccbl1 Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q16773

Numéro d'article: CM0029080



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre CCBL1 (Kynurénine--oxoglutarate transaminase 1), validé pour WB, IF/ICC, ELISA. Réagit avec l'humain, la souris, le rat. Utile pour les études sur le catabolisme du tryptophane et la bêta-lyase des conjugués de cystéine.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	CCBL1 Lapin pAc
Remarques/Alias	GTK ; KAT1 ; KATI ; CCBL1
Espèce	Humain
GeneID (humain)	883
GeneID	883
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-270 de CCBL1 humain (NP_001116144.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q16773
Poids moléculaire protéique	48 kDa
Expédition	Sac de glace