


Anticorps Polyclonal Anti-Ccdc124 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - Q96Ct7

Numéro d'article: CM0017235



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la protéine humaine CCDC124, un régulateur de l'hibernation ribosomique et de la cytokinèse. Validé pour Western blot, IHC-P et ELISA. Réaction croisée avec la souris et le rat. Utile pour la recherche sur le cycle cellulaire et la traduction.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	CCDC124 Rabbit pAb
Remarques / Alias	Lso2; oxs1; CCDC124
Espèce	Humain
Identifiant de gène (Humain)	115098
Identifiant de gène	115098
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-223 de la protéine humaine CCDC124 (NP_612451.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q96CT7
Poids moléculaire de la protéine	26 kDa
Expédition	Sac de glace