


Anticorps Polyclonal Anti-Ccdc124 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - Q96Ct7

Numéro d'article: CM0013863



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre CCDC124 (Lso2, oxs1). Validé en WB, IHC-P et ELISA pour l'humain, la souris et le rat. Cible impliquée dans l'hibernation des ribosomes et la cytokinèse. Poids moléculaire : 26 kDa.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	CCDC124 Rabbit pAb
Remarques/Alias	Lso2 ; oxs1 ; CCDC124
Espèce	Humain
GeneID	115098
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-223 de la protéine CCDC124 humaine (NP_612451.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, souris, rat
SWISS	Q96CT7
Poids de la protéine	26 kDa
Expédition	Sac de glace