

Anticorps Polyclonal Anti-Ccdc137 Pour Wb, Elisa - Q6Pk04

Numéro d'article: CM0023106

Introduction

L'anticorps polyclonal (pAb) de lapin anti-CCDC137 cible la protéine humaine contenant un domaine enroulé (coiled-coil domain-containing protein 137), validé pour le Western blot et l'ELISA. Convient à l'étude des interactions des protéines associées aux chromosomes.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Anticorps polyclonal de lapin anti-CCDC137
Remarques/Alias	RaRF, CCDC137
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	339230
ID de gène	339230
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 213-288 de la CCDC137 humaine (NP_954981.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q6PK04
Poids de la protéine	33 kDa
Expédition	Sac de glace