


Anticorps Polyclonal Anti-Ccdc47 Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q96A33

Numéro d'article: CM0014503



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre CCDC47, une sous-unité clé du complexe PAT/MPT. Validé pour WB, IF/ICC, ELISA. Réagit croisé avec l'humain, la souris et le rat. Idéal pour l'étude de l'insertion des protéins du RE et de l'homéostasie du calcium.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	CCDC47 Lapin pAb
Remarques/Alias	THNS; GK001; MSTP041; CCDC47
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	57003
GeneID	57003
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 224-483 du CCDC47 humain (NP_064583.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q96A33
Poids moléculaire	56kDa
Expédition	Sac de glace