

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Ccdc50 Pour Wb Et Elisa - Q8Ivm0

Numéro d'article: CM0018992



Introduction

Le CCDC50 Rabbit pAb de CamelBio est un anticorps polyclonal validé pour le WB et l'ELISA, reconnaissant le CCDC50 (YMER) humain, murin et de rat. Idéal pour les études sur la signalisation de l'EGFR et les interactions protéiques cytoplasmiques.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	CCDC50 Rabbit pAb
Remarques/Alias	YMER, C3orf6, DFNA44, CCDC50
Espèce	Humaine
GeneID (Humain)	152137
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 10-147 du CCDC50 humain (NP_777568.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q8IVM0
Poids moléculaire de la protéine	36kDa
Expédition	Sac de glace