

Anticorps Polyclonal Anti-Ccdc6 Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q16204

Numéro d'article: CM0023735

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la CCDC6 humaine, validé pour WB, IHC-P, IF/ICC et ELISA. Réactivité croisée avec la souris et le rat. Adapté à la recherche en oncologie et en biologie cellulaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	CCDC6 Rabbit pAb
Remarques / Alias	H4; PTC; TPC; PTC1; TST1; D10S170; CCDC6
Espèce	Humaine
GenelD	8030 (Humaine)
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 55 à 222 de la CCDC6 humaine (NP_005427.2)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Applications	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q16204
Poids de la protéine	53 kDa
Expédition	Sac de glace