


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Ccdc61 Pour Wb, Elisa - Q9Y6R9

Numéro d'article: CM0018695



Introduction

Anticorps Polyclonal de Lapin anti-CCDC61 validé pour le Western blot et l'ELISA sur des échantillons humains. Outil de recherche pour les études sur les protéines centrosomiques, la cohésion des centrioles et l'ancrage des microtubules.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	CCDC61 Lapin pAb
Remarques/Alias	VFL3; hVFL3; CCDC61
Espèce	Humain
ID de Gène (Humain)	729440
ID de Gène	729440
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 352-531 du CCDC61 humain (NP_001073871.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain
SWISS	Q9Y6R9
Poids Protéique	57kDa
Expédition	Sac de glace